


































































Procedura de instalare si inrolare dispozitive in sistemul MDM

Pentru a inrola un dispozitiv in sistemul MDM se urmeaza urmatoarele etape:

- La initializarea tabletei (prima pornire) in fereastra de selectare a limbii se atinge de 7 ori ecranul pentru a intra in modul enterprise.
- Pe ecran va aparea modul de scanare QR. Se scaneaza codul corespunzator dispozitivului din consola MDM conform imaginilor de mai jos:



<input type="checkbox"/>	Status	Date	Device Number	IMEI	Permission Status	Installation Status	Files status	Configuration	Group	Actions
<input type="checkbox"/>	●	27/12 12:15	M1020201200001	352328076729747	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 14:56	M1020201200002	352328076729754	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:10	M1020201200003	352328076729762	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:12	M1020201200004	352328076729770	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:13	M1020201200005	352328076729788	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:06	M1020201200006	352328076729796	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:17	M1020201200007	352328076729804	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:04	M1020201200008	352328076729812	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:15	M1020201200009	352328076729820	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 14:50	M1020201200010	352328076729838	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:20	M1020201200011	352328076729846	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 14:22	M1020201200012	352328076729853	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:27	M1020201200013	352328076729861	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:50	M1020201200014	352328076729879	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 14:49	M1020201200015	352328076729887	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    
<input type="checkbox"/>	●	27/12 15:19	M1020201200016	352328076729895	●	●	●	ISJ-BN	ISJ-BN	<input type="checkbox"/>    




M1020201200001

Renew

Help

- După scanare se selectează rețeaua wireless dorită din lista rețelelor disponibile



- se selectează “Înainte”



Dispozitivul aparține organizației dvs.


Contactați Administrator IT pentru a afla mai multe.

Înainte




- se selecteaza "Acceptati si continuati" apoi "Inainte"





Să configurăm dispozitivul de serviciu

[Consultați condițiile](#)



[Acceptați și cont.](#)






Dispozitivul nu este privat

Administratorul IT poate vedea datele și activitatea de pe acest dispozitiv.

Contactați Administrator IT pentru a afla mai multe.



Înainte



- se selecteaza "Mai multe" si apoi "Acceptati"



sau sa ii dezactivați mai tarziu. Datele vor fi folosite în conformitate cu [Politica de confidențialitate](#) Google.

Locație

Utilizați locația ▼

Permiteți aplicațiilor și serviciilor cu permisiune pentru locație să utilizeze locația dispozitivului. Google poate să culeagă periodic date despre locație și să le folosească în mod anonim pentru a îmbunătăți precizia localizării și a serviciilor bazate pe locație.

Permiteți scanarea ▼

Permiteți aplicațiilor și serviciilor să caute oricând rețele Wi-Fi și dispozitive din apropiere, chiar și atunci când conexiunea Wi-Fi sau Bluetooth este dezactivată.

Întreținerea dispozitivului

Trimiteți date de utilizare și diagnosticare ▼

Îmbunătățiți-vă experiența pe dispozitivele Android trimițând automat la Google date de diagnosticare și de utilizare a dispozitivului și a

[Mai multe](#)



Întreținerea dispozitivului



Trimiteți date de utilizare și diagnosticare ▾

Îmbunătățiți-vă experiența pe dispozitivele Android trimițând automat la Google date de diagnosticare și de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor. Acestea vor optimiza autonomia bateriei, stabilitatea sistemului și a aplicațiilor și altele. Și unele date cumulate vor ajuta aplicațiile și partenerii Google, cum ar fi dezvoltatorii Android. Dacă ați activat setarea suplimentară Activitatea de pe web și din aplicații, este posibil ca aceste informații să vă fie stocate în Contul Google.



Instalați actualizări și aplicații ▾


Dacă alegeți să continuați înseamnă că sunteți de acord că este posibil ca dispozitivul să descarce și să instaleze automat actualizări și aplicații de la Google, de la operatorul dvs. și de la producătorul dispozitivului, eventual folosind datele mobile. Este posibil ca unele dintre aceste aplicații să ofere achiziții în aplicație.

Dacă atingeți „Acceptați” înseamnă că sunteți de acord cu [Termenii și condițiile Google](#). În plus, confirmați selectarea acestor setări pentru serviciile Google. Rețineți: [politica de confidențialitate Google](#) descrie cum sunt tratate datele atunci când folosiți servicii Google.

Acceptați



- In urmatorul ecran se va selecta "Headwind MDM" si apoi "INTOTDEAUNA"



Selectați o aplicație de pe ecranul de pornire



Headwind MDM



Quickstep

NUMAI O DATĂ

ÎNTOTDEAUNA


- Se selectează "CONTINUE"

Please allow the app to draw over other windows. A settings sheet will now be opened. Find the "Headwind MDM" item, allow to draw over other windows, and tap "Back". If you can't find the setting, tap "Skip" (the app may not work as expected!)


SKIP

CONTINUE


- Se permite afisarea peste alte aplicatii pentru Headwind MDM:



- Se apasa butonul de intoarcere in meniul anterior:



- Se selecteaza "CONTINUE"



- Se permite accesul aplicatiei Headwind MDM la datele de utilizare conform imaginilor de mai jos:





Headwind MDM

3.49

Permiteți accesul la datele de utilizare



Accesul la datele de utilizare permite unei aplicații să înregistreze ce alte aplicații folosiți și cât de des le folosiți, precum și operatorul, setările de limbă și alte detalii.





Acces la datele de utilizare



Headwind MDM

3.49


Permiteți accesul la datele de utilizare




Accesul la datele de utilizare permite unei aplicații să înregistreze ce alte aplicații folosiți și cât de des le folosiți, precum și operatorul, setările de limbă și alte detalii.




- Pentru a inrola dispozitivul se va scana codul QR corespunzator din consola MDM:





- Dupa scanarea codului se incepe automat descarcarea si instalarea aplicatiilor.



- După instalare se va afișa ecranul principal cu aplicațiile instalate anterior.

